

MODE D'EMPLOI
à lire attentivement

EPIL BODY

DEPILATEUR ELECTRONIQUE
pour interrompre durablement la repousse des poils

TENY

FABRICATION FRANÇAISE

EPIL BODY

Ce dépilateur électronique de conception innovante par simple contact et déplacement sur la peau, fonctionnant selon la technique de l'électrolyse, détruit les bulbes pileux avec douceur afin d'interrompre progressivement et durablement la repousse des poils.

Ergonomique, léger et très petit, il est doté d'une technologie hautement élaborée à microprocesseur, dont les résultats efficaces sont les fruits d'une longue recherche.

En choisissant TENY, nous vous remercions de la confiance que vous accordez à une MARQUE FRANÇAISE, dont les performances vous assureront de grandes satisfactions et vous apporteront un service permanent.

Pour profiter au maximum de votre appareil, nous vous invitons à lire attentivement les conseils d'utilisation qui sont indiqués dans ce mode d'emploi, et à respecter les prescriptions qu'il comporte.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 1

Pour comprendre le fonctionnement du dépilateur, il faut d'abord connaître le processus de croissance du poil.

Le poil pousse dans une poche de la peau, appelée follicule, et il évolue durant un cycle de trois phases :

- phase anagène (croissance) : la racine du poil, appelée bulbe, est nourrie par la papille dermique contenant les cellules vivantes
- phase catagène (repos) : en se développant, le poil crée des nouvelles cellules qui repoussent celles qui vieillissent et le séparent de sa papille
- phase télogène (transition) : le poil n'étant plus nourri, il s'affaiblit puis tombe lorsqu'un nouveau cycle recommence.

La période de croissance d'un poil varie entre 12 et 17 semaines environ.

EPIL BODY est un dépilateur par électrolyse conçu pour agir, en toute sécurité, spécifiquement sur les bulbes pileux.

En le déplaçant sur la zone à épiler, ses coussinets de contact véhiculent à travers la couche cutanée, un faible courant indolore qui atteint la base du follicule.

Cette rencontre provoque une réaction chimique importante qui modifie la structure de la racine et neutralise les cellules vivantes de la papille. Le processus endommage le follicule et retarde toute nouvelle croissance, car la racine se détruit progressivement.

Dans une zone, tous les poils ne sont pas en phase de croissance en même temps. Pour être durable et optimale, l'épilation doit traiter les poils pendant leur phase active, ce qui nécessite des séances régulières et prolongées.

DESCRIPTION : 2

Ce dépilateur de taille réduite est très maniable, grâce à son ergonomie qui assure un parfait déplacement sur une large zone de traitement.

L'électrolyse est transmise par les deux coussinets métalliques.

Son fonctionnement automatique, avec une seule touche de commande et une visualisation unique pour toutes les fonctions, le rend très simple à utiliser.

CHARGE DES BATTERIES : 3

Avant de brancher le chargeur, vérifier que sa tension correspond bien à celle du secteur.

La première fois, il est recommandé de charger l'appareil sans aucune interruption. La charge dure environ 12 heures.

Insérer le connecteur du chargeur sur la prise située à l'extrémité du boîtier. L'appareil émet trois bips et le voyant s'allume en rouge.

Lorsque la charge est terminée, l'appareil le signale par deux bips réguliers et par le clignotement du voyant en rouge et vert.

Afin de préserver la durée de vie des batteries, l'appareil dispose d'une fonction exclusive pour les régénérer automatiquement.

Pour cela, après avoir branché le chargeur, il suffit d'appuyer sur la touche OI jusqu'à ce que l'appareil émette plusieurs bips, puis de relâcher ensuite la touche. Le voyant s'allume alors en jaune.

Les batteries se déchargent ainsi complètement et lorsque le voyant s'allume à nouveau en rouge, elles se rechargent dans les meilleures conditions.

Si les batteries sont presque déchargées, l'appareil peut tout de même être utilisé. Dans ce cas, il faut le relier au secteur avec son chargeur.

TOUCHE DE COMMANDE OI : 4

Elle permet la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil, ainsi que la sélection des programmes.

En appuyant brièvement une première fois, l'appareil se met en veille, émet cinq bips et se positionne sur le programme VISAGE.

Le voyant clignote en vert.

En appuyant brièvement une seconde fois, l'appareil émet un bip et se positionne sur le programme AISSELLES / MAILLOT.

Le voyant clignote en jaune.

En appuyant brièvement une troisième fois, l'appareil émet un bip et se positionne sur le programme JAMBES.

Le voyant clignote en rouge.

Chaque nouvelle pression sur la touche permet de changer le programme.

En appuyant longuement, l'appareil émet quatre bips puis s'éteint automatiquement.

VOYANT DE CONTROLE : 5

Avec trois couleurs et trois types d'allumage, le voyant signale toutes les phases d'utilisation et de fonctionnement :

- clignotement régulier en vert : programme VISAGE
- clignotement régulier en jaune : programme A / MAILLOT
- clignotement régulier en rouge : programme JAMBES
- clignotement intermittent en rouge : décharge des batteries
- allumage permanent en rouge : charge des batteries
- clignotement régulier en rouge et vert : fin de la charge
- allumage permanent en jaune : régénération batteries
- voyant éteint : arrêt du programme.

REGLAGE DE L'INTENSITE : 6

Le niveau maximum de l'intensité de chaque programme est géré automatiquement.

Le réglage de la molette permet simplement d'augmenter ou de diminuer l'intensité de l'électrolyse, à l'intérieur de ce niveau, en fonction de la sensation perçue et de la nature des poils.

PREPARATION POUR L'EPILATION : 7

Il est très important de bien nettoyer la peau avant le passage de l'appareil, afin de supprimer toute trace de lotion, de crème ou d'huile. La peau doit être saine, sans rougeurs et sans brûlures.

Elle peut être déjà épilée ou bien non épilée.

Pour améliorer la qualité et le confort de la dépilation, il est impératif d'appliquer auparavant le gel conducteur sur la zone à traiter, puis de l'étaler uniformément par de légers mouvements circulaires.

UTILISATION : 8 9 10 11

Cet appareil dispose de plusieurs fonctions programmées qui assurent une sécurité absolue, une manipulation simplifiée et des sensations confortables :

- l'électrolyse n'est diffusée que si les deux coussinets sont bien en contact avec la peau
- dès que les coussinets ne sont plus en contact sur la peau, l'appareil s'arrête immédiatement et le voyant s'éteint. Cet arrêt momentané est signalé par deux bips toutes les trois secondes
- l'appareil s'arrête définitivement s'il n'est pas utilisé après trois minutes
- le démarrage et l'arrêt de l'électrolyse sont progressifs
- pendant l'utilisation, la décharge des batteries est signalée toutes les dix secondes par six bips et par le clignotement synchronisé du voyant en rouge.

Mettre l'appareil en fonctionnement en appuyant sur la touche OI.
Cinq bips retentissent, l'appareil se positionne sur le premier programme VISAGE et le voyant clignote en vert.
Pour choisir le second programme AISSELLES / MAILLOT, appuyer à nouveau sur la touche pour que le voyant clignote en jaune.
Pour sélectionner le troisième programme JAMBES, appuyer encore sur la touche afin que le voyant clignote en rouge.
Placer la molette d'intensité sur le réglage minimum, vers le bas.
Poser l'appareil sur la zone à épiler, suivant le programme choisi, en l'inclinant légèrement vers soi.
Régler progressivement l'intensité du courant en tournant la molette de façon à ressentir juste un léger picotement.
Déplacer ensuite lentement l'épilateur d'un geste mesuré, sans exercer de pression, de bas en haut et de haut en bas, tout en le faisant glisser sur la peau, afin de parcourir toute la surface à traiter.
Pour accroître l'efficacité, l'opération peut être répétée plusieurs fois sur la même zone.
Toutes les dix secondes, l'appareil émet un bip pour indiquer le bon fonctionnement.
Veiller à maintenir les deux coussinets bien en contact avec la peau.
Suivant la sensation perçue, l'intensité peut être augmentée au cours de la séance.
Lorsque la séance est terminée, appuyer longuement sur la touche.
L'appareil émet quatre bips puis s'éteint automatiquement.

FREQUENCE DES SEANCES :

La dépilation par électrolyse n'est pas une technique instantanée.
Elle doit être régulière et poursuivie assez longtemps pour arriver à détruire, pendant leur phase de croissance, tous les poils d'une même zone. Les poils épais et foncés sont plus long à traiter.
En effectuant une à deux séances par semaine, les premiers résultats sont généralement constatés après cinq à six semaines d'utilisation environ.

REMARQUES :

Le procédé ne provoque aucun effet secondaire.
L'utilisation doit être confortable et toujours non douloureuse.
Une sensation de démangeaison et quelques petites rougeurs peuvent apparaître sur les peaux sensibles, mais elles doivent disparaître rapidement.
Après plusieurs séances, la plupart des racines sont endommagées et les poils atrophiés deviennent plus clairs et beaucoup plus fins.
Pendant toute la durée du traitement, l'épilation par une méthode classique peut être effectuée sans aucun problème.
Lors du passage de l'appareil sur la lèvre supérieure, il est possible de ressentir un léger goût métallique, mais cela est totalement inoffensif.

PRECAUTIONS :

Après la dépilation, il ne faut pas s'exposer au soleil et ne pas appliquer d'alcool, de parfum et de déodorant.

Il faut attendre au moins une demi-journée, avant ou après, entre l'utilisation de l'appareil et l'épilation avec une méthode classique.

En cas de gêne quelconque ou en cas d'irritation de la peau, cesser l'usage et consulter votre médecin.

Ne pas appliquer l'appareil sur des blessures ou sur une peau abîmée ou infectée.

Ne pas l'utiliser dans le bain ou sous la douche.

Conserver votre appareil hors de portée des enfants.

Le fabricant dégage toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à ce mode d'emploi.

CONTRE- INDICATIONS :

EPIL BODY peut être utilisé par tout adulte en bonne santé, mais il est déconseillé de l'utiliser sans avis médical dans les cas suivants :

- si vous portez un stimulateur cardiaque
- sur des cicatrices récentes ou sur des varices
- si vous êtes enceinte ou si vous portez un stérilet.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

Après chaque utilisation, il faut bien nettoyer entre les coussinets métalliques avec de l'alcool, afin de supprimer l'excédent de gel.

Essuyer le boîtier uniquement avec un chiffon doux, légèrement humide et imbibé d'un peu d'eau savonneuse.

Ne pas utiliser de détergent, d'agent abrasif ou de solvant.

CONTENU : 12

- un dépilateur électronique
- un gel conducteur
- un chargeur
- une pochette
- un mode d'emploi.

COMPOSITION DU GEL :

Le gel conducteur spécifique TENY est fabriqué exclusivement à base de plantes et d'huiles essentielles.

Ses nombreuses propriétés permettent d'hydrater, d'apaiser et de cicatriser la peau, ainsi que de ralentir la croissance des poils.

Aqua - Aloe Barbadensis - PEG-20 Castor oil - Urea -
Polyacrilamide / C13-14 Isoparaffin / Laureth-7 - Mimosa Tenuiflora
- Butylène glycol / Ethyl Paraben / Methyl Paraben / Propyl Paraben
- Citrus limonum - Verbena officinalis - Lavandula Angustifolia -
Imidazolidinyl urea - Potassium iodide - Magnésium chloride - Cl
19140 - Limonène - Citral - Linalol - Géraniol.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions	: 110 x 43 x 19 mm
Poids	: 55 g
Alimentation interne	: 3 x batterie 1,2 V NiMh - 160 mA
Alimentation du chargeur	: 230 volts / 50 Hz
Tension du chargeur	: 9 volts en continu - 100 mA
Forme du courant	: continu
Courant de l'électrolyse	: 120 µA à 2,5 mA en charge
Tension de l'électrolyse	: 35 volts sans charge
Signalisation des programmes	: témoin lumineux et signal sonore
Contrôle des fonctions	: témoin lumineux et signal sonore
Contrôle du courant	: bip toutes les 10 secondes
Durée de la charge	: 12 heures environ
Durée régénération + charge	: 15 à 16 heures environ
Autonomie en utilisation	: 4 heures environ.

SECURITE :

Cet appareil est conforme aux normes européennes concernant la directive de compatibilité électromagnétique CE N° 89/336 EEC.
Equipement de catégorie B.

SERVICE CONSOMMATEURS :

Toutes les fabrications TENY répondent aux exigences de qualité, de fiabilité et de performance.

Soigneusement étudié, cet appareil a fait l'objet de plusieurs contrôles au cours de sa fabrication et de son conditionnement.

Toutefois, si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires concernant son utilisation, n'hésitez pas à contacter le Service Consommateurs TENY :

GHT INNOVATION

2 bis, rue Dupont de l'Eure 75020 PARIS – FRANCE.

TEL : 33 (0) 1 43 66 38 73.

GARANTIE

La facture de l'appareil constitue le bon de garantie et doit être jointe en cas de retour.

Il est garanti DEUX ans, pièces et main-d'œuvre, à dater du jour de l'achat.

La garantie couvre tout défaut de fonctionnement provenant d'un vice caché de fabrication, mais ne s'applique pas aux batteries.

Elle ne couvre pas les incidents consécutifs à un mauvais branchement, à un non-respect des prescriptions du mode d'emploi, à une détérioration par choc, démontage ou oxydation, et en cas d'une intervention non exécutée par nos services.

En aucun cas, la garantie ne permet d'obtenir des dommages et intérêts, l'échange ou le remboursement.

EPIL BODY est un produit TENY breveté, conçu et fabriqué par GHT INNOVATION 2 bis, rue Dupont de l'Eure 75020 PARIS – FRANCE.